

Lamiken-S

ディスポーザブル子宮頸管拡張器

ラミケンストレート

ディスポーザブル子宮頸管拡張器・ラミケンストレートは、術前の迅速な対応を容易にするため、あらゆる高度な要望に対応し、コストパフォーマンスにも優れた製品を完成させました。より多くの方々へディスポーザブル子宮頸管拡張器・ラミケンストレートの安心と信頼をお約束します。

ディスポーザブル子宮頸管拡張器・ラミケンストレート

ラミケンストレートは高分子材料から創り上げた機能的なディスポーザブル子宮頸管拡張器です。子宮頸管を損傷することなく子宮頸管の緩やかな拡張をスムーズに行うことができます。

Lamiken-S

特長

- 頸管からの分泌液を吸収し緩やかに膨張するため、拡張時に裂傷の危険性が少なく、患者の苦痛がほとんどありません。
- 把持部に滑り防止溝があるため、本体の挿入や抜去を行う際にピンセットや鉗子等でしっかりと把持が可能です。
- 挿入先端部に膨張しない（水分を吸収しない）加工を施していますので頸管部へスムーズに挿入できます。
- 強度に優れ破損や断裂の危険性が少なく抜去もスムーズです。
- 留置時の膨張データ

留置時間 (h)	膨張後の幅 (mm)
1 ~ 4	11
5 ~ 24	12

※製造元独自のデータによる

商品画像



商品規格

カタログ番号	商品名	サイズ	入数
KS-30	ラミケンストレート φ3mm	径3mm×長さ70mm	10本/箱

一般名称: 子宮頸管拡張器 クラス分類: 一般医療機器(クラスI) 届出番号: 28B3X10038000004

※本製品はディスポーザブル製品につき再滅菌・再使用はしないで下さい。
※仕様・形状・価格については、改良等の理由により予告なく変更することがあります。

製造販売業者
ケン・メディカル株式会社

本社: 〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目22番18号
TEL 06(4962)5060 (代表) FAX 06(4962)5070

東京営業所: 〒113-0034 東京都文京区湯島4丁目5番7号 目黒ビル
TEL 03(3818)6621 (代表) FAX 03(3818)6595

取扱代理店

