GENTLE, LESS INVASIVE CERVICAL DILATION



Lamicel

ラミセル 子宮頸管拡張器

FEATURE

■ 繊維を含んでいない、ソフトで丈夫なポリビニールアルコールを素材 として使用しており、滲出液を吸収しながら緩やかに膨張します。

BENEFIT

- 急速拡張法などによる機械的圧力とは違い、緩やかに拡張するため、 頸管にかかる負担が少なくすみます。
- 非繊維質なので抜去時に繊維が残りにくく、損傷を抑えつつ簡易に 抜去することができます。



Ordering Information

カタログ番号	製品名	入り数
2202-501EX	ラミセル 3mm	20個/箱
2203-501EX	ラミセル 5mm	20個/箱
2205-501EX	ラミセル 10mm	10個/箱

すべてガンマ線滅菌済

1. 子宮頸部を露出するために膣円蓋にスペキュラムを

- 挿入してください。 2. 子宮頸部及び膣円蓋の消毒を行ってください。
- 3. 鉗子等を用いて本品を挿入してください。
- 4. 鉗子等を用いて本品をゆっくりと抜去してください。

Medtronic

製造販売業者

日本メドトロニック株式会社

ENT事業部

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

TEL 011-271-0681 FAX 011-271-0680 TEL 022-711-6657 FAX 022-711-1007 札幌支店 仙台支店 TEL 03-6774-4604 FAX 03-6774-4775 東東京支店 名古屋支店 TEL 052-220-6446 FAX 052-222-8452 大阪支店 TEL 06-6457-1261 FAX 06-6457-1260 広島支店 TEL 082-245-7958 FAX 082-245-7945 九州支店 TEL 092-473-1616 FAX 092-473-1013

医療機器届出番号: 13B1X00261X00002

販売名:ラミセル

medtronic.co.jp